

Haben Sie Fragen zum Sortiment  
Unsere Info-Hotline: 040 - 538 997 0


Qualitätsprodukte von PARAM -  
Der Hilfsmittelspezialist seit 85 Jahren.



# Verband- Stoffe

## Produktübersicht

gültig ab Juni 2021



**PARAM**

a PHOENIX company



a PHOENIX company

# Qualitätsprodukte von Param

- Der Hilfsmittelspezialist seit 85 Jahren.

- > Beratung
- > Schulungen & Seminare
- > Kompetenz & Service
- > Bundesweite Lieferung
- > Überzeugend in Preis & Leistung

## Inhalt

### 03 Mullbinden

Mullbinden elastisch | Mullbinden starr

### 04 Verbandstoffe

Verbandwatte | Verbandmull | Zellstoffprodukte | Mullkompressen | Vlieskompressen

### 06 Ärztekrepp und Injektionsbedarf

Ärztekrepp | Nabelbinde | Alkoholtupfer | Injektionspflaster

### 07 Spezialartikel

Kalt-Warm-Kompressen | Schlafmaske | Augenklappen | Armgurt

### 08 Kinesiologie Sport Tape

PARAM Kinesiologie Sport Tape | Schere | Anlage-Informationen

### 10 Verbandkästen und Verbandtaschen

für Betriebe, KFZ, Motorrad und Fahrrad | Austauschsets | Verbandbuch  
Einzelartikel zum Auffüllen



Mullbinden, elastisch

Mullbinden, starr

**Mullbinden starr, festkantig  
20-fädig**

100% Baumwolle, starr, festkantig,  
20-fädig, in Zellglas und ohne Zellglas  
erhältlich, Länge 4 m, DIN 61631

Artikelbez.	Mullbinden, in Zellglas, DIN 61634	
PZN	Größe	VE
03855392	4 cm	1 Stück
03855400	4 cm	20 Stück
03855452	6 cm	1 Stück
03855469	6 cm	20 Stück
03855506	8 cm	1 Stück
03855512	8 cm	20 Stück
03855558	10 cm	1 Stück
03855564	10 cm	20 Stück

**Mullbinden elastisch  
100% dehnbar, in Zellglas**

Elastische Mullbinden, weiß,  
60% Baumwolle, 40% Polyamid,  
Länge 4 m, in Zellglas, DIN 61634

Artikelbez.	Mullbinden, in Zellglas, DIN 61634	
PZN	Größe	VE
03855647	6 cm	1 Stück
03855653	6 cm	10 Stück
03855707	8 cm	1 Stück
03855713	8 cm	10 Stück
03855765	10 cm	1 Stück
03855771	10 cm	10 Stück
03855819	12 cm	1 Stück
03855825	12 cm	10 Stück

**Mullbinden elastisch  
100% dehnbar, ohne Zellglas**

Elastische Mullbinden, weiß,  
60% Baumwolle, 40% Polyamid,  
Länge 4 m, ohne Zellglas, DIN 61634

Artikelbez.	Mullbinden, ohne Zell- glas, DIN 61634	
PZN	Größe	VE
03855682	6 cm	10 Stück
03855699	6 cm	100 Stück
03855742	8 cm	10 Stück
03855759	8 cm	100 Stück
03855794	10 cm	10 Stück
03855802	10 cm	100 Stück
03855831	12 cm	10 Stück

Artikelbez.	Mullbinden, ohne Zell- glas, DIN 61634	
PZN	Größe	VE
03855423	4 cm	20 Stück
03855481	6 cm	20 Stück
03855498	6 cm	100 Stück
03855535	8 cm	20 Stück
03855541	8 cm	100 Stück
03855587	10 cm	20 Stück
03855593	10 cm	100 Stück
04866297	12 cm	20 Stück



### Verbandwatte im Beutel, 100 % Baumwolle

Verbandwatte, zick-zack,  
100% Baumwolle, DIN 61640-V-BW,  
im Polybeutel

Artikelbez.	Verbandwatte zick-zack		
PZN	Gewicht	Größe in cm	
01670524	50 g	ca. 20 x 7,5 x 5	
01670530	100 g	ca. 25 x 10 x 5	
01670576	250 g	ca. 40 x 13 x 6	
01670582	500 g	ca. 49 x 16 x 7,5	

### Verbandmull auf Rolle und in Lagen

Verbandmull aus 100% Baumwolle,  
Breite 80 cm, 20-fädig, 8-fach,  
in einer Box, EN 14079

Artikelbez.	Verbandmull auf Rolle		
PZN	Größe	VE	
07563166	1 m	1 Stück	
07563189	2 m	1 Stück	
07563203	5 m	1 Stück	
07563232	10 m	1 Stück	

### Zellstoff ungebleicht

Artikelbez.	Rezepturzellstoff, ungebleicht	
PZN	Gewicht	Größe in cm
03856173	1000 g	40 x 60

Artikelbez.	Zellstoff in Lagen, ungebleicht	
PZN	Gewicht	Größe in cm
03856581	1000 g	40 x 60
03856598	5000 g	40 x 60

### Verbandwatte im Beutel, Baumwollgemisch

Verbandwatte, zick-zack,  
50% Baumwolle, 50% Viskose,  
DIN 61640-V-BW/ZW, im Polybeutel

Artikelbez.	Verbandwatte zick-zack		
PZN	Gewicht	Größe in cm	
03856411	50 g	ca. 20 x 7,5 x 5	
03856428	100 g	ca. 25 x 10 x 5	
03856440	250 g	ca. 40 x 13 x 6	
03856457	500 g	ca. 49 x 16 x 7,5	

### Verbandmull in Lagen

Artikelbez. Verbandmull in Lagen

PZN	Größe	VE
03856210	1 m	1 Stück
03856256	2 m	1 Stück
03856285	5 m	1 Stück
03856322	10 m	1 Stück



Mullkompressen

## Zellstoff hochgebleicht

Zellstoff hochgebleicht, stark saugend,  
DIN 19310 A

**Artikelbez.** Zellstoff hochgebleicht,  
DIN 19310 A

PZN	Gewicht	Breite in cm
03856492	100 g	auf Rolle, 10
03856546	1000 g	auf Rolle, 10
03856569	1000 g	in Lagen, 40 x 60
03856575	5000 g	in Lagen, 40 x 60

## Zellstofftupfer ungebleicht

**Artikelbez.** Zellstofftupfer geprägt

PZN	Größe	VE
03856368	4 x 5 cm	1000 Stück



Verbandwatte

Verbandmull

Zellstoffprodukte

## Mullkompressen aus 100% Baumwolle

Baumwoll-Mullkompressen zur äußeren  
Wundversorgung, mit eingeschlagenen  
Schnittkanten 8-fach, 17-fädig, aus  
Verbandmull, EN 14079

PZN	Artikelbezeichnung	Farbe	Größe	VE
03856084	Mullkompressen, steril	weiß	5 x 5 cm	5 x 2 Stück
03856121	Mullkompressen, steril	weiß	5 x 5 cm	25 x 2 Stück
03856090	Mullkompressen, steril	weiß	7,5 x 7,5 cm	5 x 2 Stück
03856138	Mullkompressen, steril	weiß	7,5 x 7,5 cm	25 x 2 Stück
03856109	Mullkompressen, steril	weiß	10 x 10 cm	5 x 2 Stück
03856144	Mullkompressen, steril	weiß	10 x 10 cm	25 x 2 Stück
04525917	Mullkompressen, unsteril	weiß	5 x 5 cm	100 Stück
04525923	Mullkompressen, unsteril	weiß	7,5 x 7,5 cm	100 Stück

## Wundkompressen steril aus Vliesstoff PP+CV

Vlieskompressen zur äußeren Wundver-  
sorgung, kein Verkleben mit der Wunde

**Artikelbez.** Wundkompressen, steril,  
DIN 13726-1

<b>PZN</b>	17266073
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Maße</b>	10 x 10 cm
<b>Inhalt</b>	100 x 2 Stück



### Ärztkepp doppellagig

Zweilagig gestanzt auf Rolle,  
Abrißkante alle 38 cm, Länge 50 m.

Artikelbez. **Ärztkepp**

PZN	Breite	VE
01646448	39 cm	9 Rollen
01646483	50 cm	9 Rollen
01646514	55 cm	9 Rollen
01646543	59 cm	9 Rollen



### Nabelbinde in Zellglass

Elastische Binde, mit Bindebändern,  
200 x 6 cm

Artikelbez. **Nabelbinde**

PZN	Größe	VE
03855854	200 x 6 cm	1 Stück



### Alkoholtupfer zur Hautdesinfektion

und zur Hautreinigung, in handlichen  
Zweier-Packs

Artikelbez. **Alkoholtupfer**

PZN	VE
00366729	100 Stück



### Injektionspflaster aus Vlies

Injektionspflaster Vlies,  
2 x 6,5 cm, weiß

Artikelbez. **Injektionspflaster Vlies**

PZN	Farbe	VE
01476472	weiß	200 Stück



Kalt-Warm-Kompressen / Sofortkältekomresse



## Kalt-Warm-Kompressen

### Eiskalt oder mollig warm

Tiefkühlfähig und mikrowelleneeignet, umweltfreundliches Spezialgel, extrem strapazierfähig und pflegeleicht, bietet kalt und warm wohltuende Entspannung, nur zur äußeren Anwendung, nicht bei Kindern unter 3 Jahren anwenden.

Bei Kalтанwendung:  
Komresse für ca. 2 Stunden in den Kühlschrank oder ins Kühlfach legen.

Bei Wärmeanwendung:  
Komresse ca. 6 Minuten in bis zu 80°C heißes Wasser legen oder in der Mikrowelle bei 180W für max. 2 Minuten erwärmen.

Artikelbez.	PARAM Komresse
<b>PZN</b>	01417848 *
<b>Maße</b>	8 x 13 cm
<b>PZN</b>	01417860 *
<b>Maße</b>	13 x 14 cm
<b>PZN</b>	01417854 *
<b>Maße</b>	12 x 29 cm
<b>PZN</b>	01417877 *
<b>Maße</b>	16 x 26 cm
<b>PZN</b>	01417908 *
<b>Maße</b>	21 x 38 cm
<b>PZN</b>	03810320 **
<b>Maße</b>	28 x 15 cm

\*inklusive Schutzhülle

\*\*Mehrkammerkomresse mit Klettverschluss

Artikelbez.	Sofort-Kälte-Komresse
<b>PZN</b>	013058260
<b>Maße</b>	15 x 17 cm

## Schlafmaske

### anschmiegsamer Tragekomfort

Aus Nylon, für lichtempfindliche Augen. Einstellbarer Verschluss, Handwäsche bei 30 Grad C, Farbe: Schwarz.

Artikelbez.	Schlafmaske	
PZN	Größe	VE
03909225	Einheitsgröße	1 Stück



## Augenklappen

### verschiedene Befestigungen

mit Gummiband oder Bindeband

Artikelbez.	Augenbinde mit Gummiband		Artikelbez.	Augenbinde mit Bindeband	
PZN	Farbe	VE	PZN	Farbe / Form	VE
02689632	schwarz	1 Stück	04816483	schwarz	1 Stück
04816508	sandfarben	1 Stück	04816425	schwarz / oval	1 Stück

## Armгурт

### in verschiedenen Ausführungen

Artikelbez.	Armгурт
<b>PZN</b>	02689589
<b>Gurt</b>	doppelt
<b>Inhalt</b>	1 Stück
<b>PZN</b>	02689595
<b>Farbe</b>	schwarz
<b>Inhalt</b>	1 Stück
<b>PZN</b>	02689603
<b>Farbe</b>	weiß
<b>Inhalt</b>	1 Stück



Kinesiologie Sport Tape

Tape-Schere

### PARAM Kinesiologie Sport Tape

- > zur Anwendung beim Sport oder im Alltag
- > kann bei richtiger Anwendung mehrere Tage bis Wochen getragen werden
- > atmungsaktiv und elastisch
- > hautfreundlicher Acrylatkleber
- > haftet sehr gut im Wasser
- > luft- und feuchtigkeitsthroughlässig
- > in Stärke und Gewicht der Körperhaut nachempfunden
- > Dehnfähigkeit von 130 - 140%
- > in 6 Farben erhältlich

### Kinesiologie Sport Tape geht unter die Haut...

Das Kinesiologische Taping ist eine alternative Therapiemethode, die ohne Medikamente auskommt. Elastische Tape-Streifen werden in speziellen Techniken auf die gedehnte Haut geklebt.

Auf die beklebten Muskelpartien, Gelenke und das Nerven- und Lymphsystem wirkt diese Methode stimulierend und aktiviert den körpereigenen Heilungsprozess durch Einflussnahme auf das neurologische, zirkulatorische Körpersystem.

Die Beweglichkeit der Muskeln und Gelenke wird dabei nicht beeinträchtigt.

Der Erfolg der Therapie hängt von der Richtigkeit der gewählten Anlegetechnik ab. Um bessere Ergebnisse zu erzielen, sollte anfangs ein Fachmann (Physiotherapeut oder Orthopäde) zu Rate gezogen werden. Im Internet findet man auf YouTube zahlreiche Videos mit Hinweisen zu Anwendungsbeispielen unter dem Suchbegriff Kinesiologie.





## Kinesiologie Sport Tape zur Anwendung beim Sport oder im Alltag

Kinesiologie Sport Tape, zur Anwendung im Leistungssport oder im Alltag, Trägermaterial aus 97% Baumwolle und 3% Elasthan, hautfreundliche Kleboberfläche (Acrylat-Kleber), Breite ca. 5 cm, Rollenlänge 5 m

### Artikelbez. Kinesiologie Sport Tape

PZN	Farbe	VE
00725967	blau	1 Rolle
00725393	pink	1 Rolle
05388569	rot	1 Rolle
02048910	beige	1 Rolle
01413419	grün	1 Rolle
05388598	schwarz	1 Rolle

## Tape-Schere mit gummierter Griffzone

Antihafbeschichtet  
Länge: 21,5 cm

### Artikelbez. Tape-Schere

PZN	VE
10224781	1 Stück

## Die Bedeutung der Farben von Kinesiologie Sport Tape

In Europa haben die Farben unterschiedliche Auswirkungen auf den Therapie-Erfolg. Für einige stehen eher modische Aspekte im Vordergrund, bei anderen nimmt die Farbe Einfluß auf die Psyche.

**Rot** und **Pink** sind warme Farben. Sie unterstützen über die Farbenergetik eine bessere Durchblutung.

**Blau** ist eine kalte Farbe. Sie lässt Gefäßverengungen erzeugen und wirkt detonierend.

**Beige** und **Schwarz** sind neutrale Farben. Schwarz steht für Stille, Tiefe und Sicherheit, wirkt absorbierend und schwer, kann verstärken und Kraft betonen.

**Grün** gilt als heilend und hat eine ausbalancierende Wirkung.

## Wichtige Infos rund ums Tape

**1.** Vor der Anwendung einen Allergietest mit einem 5 x 5 cm großen Stück Tape in der Armbeuge durchführen. 30 Minuten nach dem Tapan das Tape vorsichtig abziehen und schauen, ob es eine Hautreaktion (z.B. Rötungen oder Kribbeln) gegeben hat. Sollte die Haut reagieren, einen Arzt zur Rate ziehen.

**2.** Die Haut vorbereiten, damit das Tape lange klebt und besser wirken kann.

- > Enthaaren der zu beklebenden Haut
- > Entfetten der zu beklebenden Haut
- > Haut nicht eincremen! Fett und Creme verringern die Klebkraft des Tapes.

**3.** Tape richtig kleben:

- > Tape in der gewünschten Länge von der Rolle schneiden
- > Ecken abrunden
- > Silikonfolie von der Rückseite abziehen
- > Tape mit gewünschter Zugkraft und Technik auf die Hautpartien kleben
- > Tape leicht auf die Haut aufreiben, um die Klebkraft zu erhöhen

**ACHTUNG:** Schnüren Sie keine Gefäße ab! Trägt sich das Tape unangenehm oder verursacht Schmerzen, Tape sofort entfernen. Am Anfang Tape am besten vom gelernten Fachmann kleben lassen.



Verbandkasten Betrieb + Austauschset

Auto-Verbandtasche 3in1

### BETRIEB Verbandkasten Füllung nach DIN 13157

Verbandkasten Kunststoff schwarz, mit Farbmotiv, inkl. Wandhalterung, für Betriebe 1-50 Personen (betriebsabhängig) z.B. Büro, Baustelle, Schule, Kindergarten

Artikelbez. **Verbandkasten Betrieb**

PZN	Farbe	VE
09235259	farbig	1 Stück

### KFZ Verbandtasche 3in1 Füllung nach DIN 13164

Verbandtasche schwarz, mit Auto-Motiv, ca. 11 x 45 x 10 cm, Reißverschluss, inkl. Warndreieck und Warnweste

Artikelbez. **KFZ Verbandtasche 3in1**

PZN	Farbe	VE
14169300	schwarz	1 Stück

### KFZ Verbandkasten Füllung nach DIN 13164

Verbandkasten Kunststoff schwarz, mit Auto-Motivbild

Artikelbez. **KFZ Verbandkasten**

PZN	Farbe	VE
04866179	farbig	1 Stück

### Austauschsets BETRIEB nach DIN 13157

Komplett-Füllung für Verbandkästen

PZN	VE
09235265	1 Stück

Austauschset aller BETRIEB-Sterilteile

PZN	VE
09235271	1 Stück

### Austauschsets KFZ nach DIN 13164

Komplett-Füllung für Verbandkästen

PZN	VE
04866216	1 Stück

Austauschset aller KFZ-Sterilteile

PZN	VE
09235288	1 Stück

**Austauschset-PLUS:**

alle KFZ-Sterilteile inkl. Pflaster, Handschuhe, Reinigungstücher

PZN	VE
12725091	1 Stück

### Verbandbuch DGUV Vorschrift 1

Format: Din A 5, zur Dokumentation von Erste-Hilfe-Maßnahmen nach DGUV Vorschrift 1

Artikelbez. **Verbandbuch DGUV**


PZN	VE
14269993	1 Stück

**NEU**

## Katalog PARAM Verbandkästen alles rund um die Versorgung mit Verbandkästen

für Betriebe, Büros, Baustellen, Schulen und Kindergärten inklusive gesetzlicher Versorgungsvorgaben - jetzt anrufen und Gratis-Katalog anfordern 040 - 538 997 0.





Auto-Verbandkasten

Motorrad-Verbandtasche

Auto-Verbandtasche

Fahrrad-Verbandtasche

### KFZ Verbandtasche

Füllung nach DIN 13164

Verbandtasche schwarz, 24 x 13 x 5 cm, Reißverschluss

#### Artikelbez. KFZ Verbandtasche

PZN	Farbe	VE
08453770	schwarz	1 Stück

### MOTORRAD-Verbandtasche

Füllung nach DIN 13167

Verbandtasche schwarz, für Motorräder, Reißverschluss

#### Artikelbez. MOTORRAD-Verbandtasche

PZN	Farbe	VE
06811834	schwarz	1 Stück

### kleines Verbandtäschchen

FAHRRAD, WANDERN, SPORT

für Freizeit, 17 x 11 x 2 cm, incl. Pflaster, Handschuhe, Rettungsdecke, Mullbinde, Reißverschluss, Klettverschluss

#### Artikelbez. Verbandtäschchen

FAHRRAD, WANDERN, SPORT

PZN	Farbe	VE
03071845	schwarz	1 Stück

## PARAM Einzelartikel zum Auffüllen von Verbandkästen und Verbandtaschen u.a.

PZN	Artikelbezeichnung	VE
13058277	<b>Augenkomresse</b> , steril, 5 x 7 cm	1 Stück
13058774	<b>Dreiecktuch</b> aus Vliesstoff, 96 x 96 x 136 cm, DIN 13 168-D	1 Stück
04838800	<b>Einmalhandschuhe Vinyl</b> in Größe L, DIN EN 455	1 x 4 Stück
04816046	<b>Erste-Hilfe-Broschüre</b>	1 Stück
03855647	<b>Fixier-Mullbinde</b> elastisch, in Zellglas, 60% Baumwolle / 40 % Polyamid, DIN 61634, 4 m x 6 cm	1 Stück
03855707	<b>Fixier-Mullbinde</b> elastisch, in Zellglas, 60% Baumwolle / 40 % Polyamid, DIN 61634, 4 m x 8 cm	1 Stück
13058308	<b>Folienbeutel</b> , verschliessbar, 30 x 40 cm	1 Stück
13058254	<b>Feuchte Hautreinigungstücher</b> zur Reinigung unverletzter Haut	1 x 2 Stück
13058231	<b>Heftpflasterspule</b> DIN 13 019-A, 5 m x 2,5 cm	1 Stück
16654703	<b>Lister-Schere</b> , gebogen, DIN 58 279-B 19,0 cm, für BETRIEB-Verbandkasten	1 Stück
04849867	<b>Lister-Schere</b> , gebogen DIN 58 279-A 14,5 cm, für KFZ-Verbandkasten	1 Stück
03856109	<b>Mullkomresse</b> , 100 mm x 100 mm, steril	5 x 2 Stück
13058225	<b>Pflastersortiment</b> 14-teilig, DIN 13 019: 4 Pflasterabschnitte 10 x 6 cm, 4 Pflasterstrips 2,5 x 7,2 cm, 2 Pflasterstrips 1,9 x 7,2 cm, 2 Fingerverbände 12 x 2 cm, 2 Fingerkuppenverbände	1 Stück
04821509	<b>Rettungsdecke</b> , Gold/Silber, 210 mm x 160 cm	1 Stück
13058260	<b>Sofort-Kälte-Komresse</b> , 15 x 17 cm	1 Stück
04866245	<b>Verbandpäckchen</b> klein, DIN 13 151-K, steril, 6 x 8 cm	1 Stück
04866251	<b>Verbandpäckchen</b> mittel, DIN 13 151-M, steril, 8 x 10 cm	1 Stück
04866239	<b>Verbandpäckchen</b> DIN groß, 13 151-G, steril, 10 x 120cm	1 Stück
04817442	<b>Verbandtuch</b> DIN 13 152-A, steril, 60 x 80 cm	1 Stück
13058248	<b>Verbandtuch</b> DIN 13 152-BR, steril, 40 x 60cm	1 Stück
13058283	<b>Vliesstoff-Tücher</b> , 20 x 30 cm	1 x 5 Stück
10305290	<b>Warnweste</b> , orange, Einheitsgröße	1 Stück

Hier geht es zu  
unserer Webseite



[www.param.de](http://www.param.de)



**Inkontinenz  
Rehabilitation  
Verbandstoffe  
Krankenpflege  
Alltagshilfen**

## Angebot und Bestellung

Die Kataloge der Param GmbH dienen der Information und stellen kein Angebot im rechtlichen Sinne dar. Die Angebote der Param GmbH sind grundsätzlich freibleibend. Die Param GmbH behält sich technische Änderungen sowie Änderungen in Form, Farbe und/oder Gewicht im Rahmen des Zumutbaren vor. Bestellte und gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung aller Forderungen aus einer laufenden Geschäftsbeziehung das Eigentum der Param GmbH.

## Produktbeschaffenheit und Gewährleistung

Die Param GmbH behält sich das Recht vor, Produktveränderungen, die aus ihrer Sicht oder aus Sicht des Herstellers einer Qualitätsverbesserung dienen, auch ohne Vorankündigung durchzuführen. Produktabbildungen sind nicht verbindlich, Farbe, Struktur oder Form können vom Original abweichen.

## Urheberrecht

Dieser Katalog unterliegt dem Urheberrecht der Param GmbH. Die Param GmbH behält sich das Eigentums- und Urheberrecht an ihren Katalogen und deren Inhalten ausdrücklich vor. Der Nachdruck - auch auszugsweise - ist nur mit der vorherigen schriftlichen Einwilligung der Param GmbH zulässig.

## Sie haben noch Fragen zum Sortiment?

Rufen Sie uns an oder mailen Sie uns. Telefon 040 - 5 38 99 70 | Telefax: 040 - 5 38 997 99 | E-Mail: [param@param.de](mailto:param@param.de)

Oder nutzen Sie auch unsere Homepage [www.param.de](http://www.param.de)



PCIB2B/VVS - 05/21 D

Param GmbH  
Bei der Neuen Münze 20  
D-22145 Hamburg  
Germany

Telefon: 040 - 538 997 0  
Telefax: 040 - 538 997 99  
E-Mail: [param@param.de](mailto:param@param.de)  
Internet: [www.param.de](http://www.param.de)

Geschäftsführer: Achim Siebert und Andreas Nosinski  
Amtsgericht Hamburg  
HRB 21019  
Gerichtsstand Hamburg  
Umsatzsteuer-Identifikationsnummer: DE 118678297